

SANIDART

DESINFECTANT UNIVERSEL RAPIDE

Approuvé par le Ministère de la Santé Italien N° 20454



CARACTERISTIQUES GENERALES

SANIDART est un désinfectant nettoyant rapide sans rinçage pour la désinfection, nettoyage, détachage et dépoussiérage des surfaces dans les collectivités ou en milieu sanitaire, tel que les écoles, maisons de retraite, hôpitaux, cliniques, laboratoires, cabinets, ainsi que pour désinfecter et nettoyer les surfaces des salles blanches et grises. Contient Chlorexidine et Quaternaires dans une solution hydroalcoolique pour une action désinfectante rapide. Est utilisé pour la désinfection et le nettoyage de surfaces lavables dans les chambres d'hôpital et dans les chambres de service.

MODE D'EMPLOI

Vaporiser le produit sur la surface à nettoyer, laisser agir 5 minutes pour une action bactéricide et 15 minutes pour une action léviricide ou virucide comme prévu par les normes: UNI-EN 1276; UNI-EN 13697; UNI-EN 1650; UNI-EN 14476 Nettoyer avec papier ou chiffon, mieux en microfibre Extraklin.

CARACTERISTIQUES MICROBIOLOGIQUES

SANIDART est actif sur gram négatif, gram positif, Pseudomonas et Candida Albicans et sur les principaux virus. N'a pas été essayé sur les spores.

SANIDART est conforme aux normes:

UNI-EN 1276	Activité bactéricide en suspension
UNI-EN 13697	Activité bactéricide de surface
UNI-EN 1650	Activité fongicide en suspension
UNI-EN 13697	Activité fongicide de surface
UNI-EN 14476	Activité virucide

Les tests ont été effectués par le laboratoire Mérioux (Chelab) – via Fratta 25 – Resana Italie (TV)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	liquide transparent eau verte
pH	6.0 -7.0
Poids spécifique	0.958 g/ml
Contenu en substance active	32%

SANIDART Composition Chimique: 100 g de SANIDART contiennent:

- Chlorure de Benzalconium	: 0.5 g
- Chlorexidine Digluconato	: 0.2 g
- Tensioactifs non ioniques	: 1.5 g
- Alcools, parfum (Limonene), couleur	: 30.1 g
- Eau	: jusqu'à 100 g

Le produit contient des tensioactifs avec une biodégradabilité primaire minimale de 90% et une biodégradation en aérobie complète conforme au Reg. (CE) n. 648/2004



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

++39 (0) 143 80494
info@kemikaspa.com

++39 (0) 143 823068
www.kemikaspa.com

ATTENTION

Ne pas réutiliser le contenant après utilisation. Conserver dans un endroit frais.

Etiquetage



Attention

Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Le produit est sujet à la Normative ADR: **UN 1993 Classe 3 GI III.**

Lire attentivement les fiches des données de sécurité avant l'usage

Valable 2 ans à température ambiante



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

++39 (0) 143 80494
info@kemikasp.com

++39 (0) 143 823068
www.kemikasp.com